

Annexin V-FITC/7-AAD Apoptosis Kit

Cat. No: PBCA005

Size: 100T/200T

产品编号	产品名称	100T	200T
PBCB009	Annexin V-FITC Reagent	500μL	1mL
PBCB008	Annexin V Binding Buffer(10×)	11mL	11 mL×2
PBCB010	7-AAD Reagent	500μL	1mL
	说明书	一份	

保存条件


2~8℃可保存1年。Annexin V-FITC 禁止冷冻保存。

实验原理

Annexin V-FITC/7-AAD Apoptosis Kit 可用于检测悬浮细胞和贴壁细胞的凋亡。

Annexin V 是一种钙离子依赖性磷脂结合蛋白，与磷脂酰丝氨酸 (PS) 有高度亲和力。当细胞发生凋亡时，膜内侧的磷脂酰丝氨酸 (PS) 外翻到膜表面，而被荧光染料 FITC 标记的 Annexin V 结合，可通过流式细胞仪或荧光显微镜进行检测。

由于凋亡晚期或坏死细胞膜丧失完整性，而 7-氨基放线菌素 D (7-Amino Actinomycin D, 7-AAD) 可与双链 DNA 特异性结合并产生强烈的荧光，与 Annexin V 搭配使用，可区分处于不同凋亡时期的细胞。



上图为 L929 细胞用 TNF-α+SM-164 诱导(右) 或未加药(左) 处理 24h，染色后流式检测结果。Annexin V-FITC 单阳细胞 (Q2-4) 为早期凋亡细胞，Annexin V-FITC 和 7AAD 双阳细胞 (Q2-2) 为坏死或晚期凋亡细胞，7AAD 单阳细胞 (Q2-1) 为裸核细胞。

试剂配制

1×Annexin V Binding Buffer: 取 1 mL Annexin V Binding Buffer (10×)加入 9 mL 去离子水中混

电话: 400-669-2220 13437835247 (微信同号)

官网: <http://www.perseebio.com.cn>

地址: 北京市大兴区黄村镇观音寺南里海北路 1 号

匀。

实验操作

一步法

1. 细胞按照实验方案进行凋亡诱导， $300\times g$ 离心 5min，弃上清，收集细胞，PBS 洗涤一次，轻轻重悬细胞并计数。
2. 取 $1\sim 5\times 10^5$ 重悬的细胞， $300\times g$ 离心 5min，弃上清。用 PBS 洗涤细胞一次，离心后弃上清，加入 500 μ L 稀释的 $1\times$ Annexin V Binding Buffer 重悬细胞。
3. 细胞悬液中加入 5 μ L 的 Annexin V-FITC Reagent 和 5 μ L 的 7-AAD Reagent。
4. 轻柔涡旋混匀后，室温避光孵育 15~20 min。
5. 立即上机检测。如不能及时检测，请于冰上避光静置并于 1h 内完成检测。

注：流式细胞仪检测时 Annexin V-FITC 可用 FITC 通道，7-AAD 选择 PerCP/Cy5.5 通道。

两步法

1. 细胞按照实验方案进行凋亡诱导， $300\times g$ 离心 5min，弃上清，收集细胞，PBS 洗涤一次，轻轻重悬细胞并计数。
2. 取 $1\sim 5\times 10^5$ 重悬的细胞， $300\times g$ 离心 5min，弃上清。用 PBS 洗涤细胞一次，离心后弃上清，加入 100 μ L 稀释的 $1\times$ Annexin V Binding Buffer 重悬细胞。
3. 细胞悬液中加入 2.5 μ L 的 Annexin V-FITC Reagent 和 2.5 μ L 的 7-AAD Reagent。（由于两步法分辨率更高，染色液用量减半依然可得到媲美一步法的效果；用户亦可根据自己的模型进行滴定后加入适量的染色液，用更少的量获得高质量的结果。）
4. 轻柔涡旋混匀后，室温避光孵育 15~20 min。
5. 加入 400 μ L 稀释的 $1\times$ Annexin V Binding Buffer，混匀样本。
6. 立即上机检测。如不能及时检测，请于冰上避光静置并于 1h 内完成检测。

注：流式细胞仪检测时 Annexin V-FITC 可用 FITC 通道，7-AAD 选择 PerCP/Cy5.5 通道。

注意事项

1. 本产品仅供科研使用。
2. 检测贴壁细胞时，需收集诱导凋亡后产生的悬浮细胞，并与后续收集的贴壁细胞一起检测。
3. 应尽量避免消化贴壁细胞带来的机械损伤。同时，胰酶的消化液中应尽量不含 EDTA，因为 EDTA 会影响 Annexin V 与磷脂酰丝氨酸的结合。
4. 如果使用含 EDTA 的胰酶，收集细胞后应充分清洗，确保 EDTA 被去除干净。
5. 染色后宜尽快检测，时间过长可能会导致凋亡或坏死细胞的数量增加。
6. 荧光物质均易发生淬灭，在进行荧光观察时，尽量缩短观察时间，同时在操作和存放过程中也尽量注意避光保存。
7. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。